



## SWITCH CONTROL

### Cómo acceder:

1. Abre "SETTINGS"
2. Presione "GENERAL"
3. Presione "ACCESIBILITY"
4. Abajo de "INTERACTION", presione "SWITCH CONTROL".
5. Activando "SWITCH CONTROL" te dejará personalizar diferentes funciones como: cuantos "switches" tienes conectado al iPad o iPhone, como la tecnología de escaneo (apuntando con la vista), la interacciones, y efectos de sonido.
  - a. Puede agregar nuevos "switches" usando Bluetooth, conectando al iPad, o con movimientos de la cabeza usando la cámara.
  - b. Cuando un "switch" está agregado o seleccionado (apuntando con la vista), hay diferentes maneras de usarlo: manual o con la tecnología de escaneo.
  - c. Cuando una función esta seleccionada, un menú aparecerá dependiendo de la función que fue seleccionada.

### Cómo activar:

1. Asegúrese que el botón de "SWITCH" esté "ON" encendido
2. Revise todas las funciones y asegúrese que todos estén personalizados para las preferencias del niño.
3. ¡Comience a usar SWITCH ACCESS!

### Vídeos para más información:

<https://www.youtube.com/watch?v=TH540kuBDwo>

<https://www.youtube.com/watch?v=GQKEE9nI1k>

